

CLIPPER SPRAY

ZUR PFLEGE VON SCHERKÖPFEN

Effektives Spray für Schermaschinen

Effective spray for clippers

Effektiv spray til klippemaskine

Effektiv spray till klippmaskiner

D Wirkt gegen Pilze und Viren. Entfernt Haare und Schmutz. Wirkt als Schmiermittel, das ein ebenes und effektives Schneiden sichert. Regelmäßiger Gebrauch von Clipper Spray hält die Scherköpfe scharf und garantiert eine längere Lebensdauer. Dose senkrecht halten. Scherköpfe sorgfältig nach jedem Gebrauch aus ca. 15–20 cm Entfernung besprühen, dann trocknen lassen.

Gefahr! Extrem entzündbares Aerosol. (H222) Verursacht Hautreizungen. (H315) Verursacht schwere Augenreizung. (H319) Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (H336) Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. (H229) Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere (0,1<benzen). **Nur für den tierärztlichen Gebrauch.**

GB Effective spray. Disinfects, lubricates, cleans and cools simultaneously. Prevents fungicidal and virucidal action. Removes hair and dirt. Works like a lubrication which guarantees an even and effective cutting. Regular use of clipper spray will keep the blades sharp and guarantee a longer working life. Hold the can vertical at a distance of approx. 15–20 cm. Spray the blades thoroughly after each use. Allow to dry.

Danger! Extremely flammable aerosol. (H222) Causes skin irritation. (H315) Causes serious eye irritation. (H319) May cause drowsiness or dizziness. (H336) Pressurised container: May burst if heated. (H229) Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Pressurised container: Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. Read label before use. Keep out of reach of children. Contains: Hydrotreated heavy Naphtha (petroleum), (benzen<0,1%). **For veterinary use only.**

DK Effektiv spray. Desinficerer, smører, renser og køler samtidig. Forhinderer svampe- og virusangreb. Fjerner hår og snavs. Virker som smøremiddel, der sikrer en jævn og effektiv klipping. Regelmæssig brug af Clipper Spray holder skærene skarpe og garanterer en længere levetid. Hold dåsen lodret. Påføres i en afstand af 15–20 cm. Skærene sprøjtes grundigt efter hvert brug. Lad skærene tørre.

Faré! Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Beholder under tryk. Kan



**Entzündlich
Flammable
Brandfarlig
Brännbar**

400 ml

Netto: 270 g

3



Art. No. 902513

4805400

sprænges ved opvarmning. (H229) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Benzenindhold <0,1%. **Kun til veterinært brug.**

S En effektiv spray som både smörjer, desinficerar, rengör och kyler på samma gång. Förhindrar svamp och virusangrepp. Smutslösande. Genom sin smörjande effekt säkrar sprayen en jämn och god funktion hos klippmaskinen, samtidigt som livslängden på skären förlängs. En regelmässig användning av sprayen bibehåller skärens skärpa och ger därigenom en effektivare klippning. Burken hålls lodrätt. Spraya på ett avstånd av 15 – 20 cm. Skären behandlas efter varje användning, låt sprayen torka in.

Faré! Extremt brandfarlig aerosol. (H222) Irriterar huden. (H315) Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (H336) Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. (H229) Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåller/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller: lacknafa, medeltung avaromaterisad (benzen<0,1%). **För veterinär användning endast.**

EICKEMEYER®

GERMANY | Eltastraße 8 | 78532 Tuttlingen | T +49 7461 96 580 0 | www.eickemeyer.de
DENMARK | Lysbjergvej 6 | Hammelev | 6500 Vojens | T +45 70 20 50 19 | www.eickemeyer.dk
UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | T +44 20 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk
ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | T +39 85 935 4078 | www.eickemeyer.it
SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | T +41 71 788 23 13 | www.eickemeyer.ch
NETHERLANDS | Bedrijventerrein Pavijen-West | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | T +31 345 58 9400 | www.eickemeyer.nl
POLAND | Al. Jana Pawła 12 27 | 00-867 Warszawa | T +48 22 185 55 76 | www.eickemeyer.pl
CANADA | 617 Duro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | www.eickemeyerveterinary.ca