


GÆLDENDE FRA 01.01. – 31.01.2018

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Chip alle størrelser

**MÅNEDS-  
TILBUD**  
Januar



ADE8K



ADE12K

## Chip str. 8 mm og 12 mm

- ▶ Chip i to forskellige størrelser, 8 mm og 12 mm
- ▶ De leveres i steril engangssprøjte med hhv 12G og 15G kanyler
- ▶ Hver chip er coatet med et micron tyndt lag polymer for at forhindre vanding
- ▶ Ventilationskanaler i sprøjtens cylinder forhindrer luft i at blive injiceret, og gør implanteringen lettere
- ▶ Der ligger 20 stk i en karton

### Chip 8 mm

ADE8K ~~kr. 700,-~~ **kr. 500,-**

### Chip 12 mm

ADE12K ~~kr. 700,-~~ **kr. 500,-**

**LOG  
IND FOR  
PRIS**

**BESTIL  
ONLINE**

[www.eickemeyer.dk/tilbud.html](http://www.eickemeyer.dk/tilbud.html)

**EICKEMEYER®**

Lysbjergvej 6, Hammelev  
6500 Vojens  
Denmark

T 70 20 50 19  
F 73 53 50 19  
E [info@eickemeyer.dk](mailto:info@eickemeyer.dk)

**TELEFON 70 20 50 19**

[www.eickemeyer.dk](http://www.eickemeyer.dk)