



AESCULAP Isis Katteklipper

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Nyd stilheden



902605



902601



902513

AESCULAP Isis Katteklipper

AESCULAP Isis trådløse klipper er ideel til forberedelse til små områder (forben, hoved og nakke) ved blodprøver, biopsi eller på svært tilgængelige områder.

- Stille og lav vibration
- Ergonomisk design
- Skærebredde: 24 mm
- Skærelængde: 0,5 mm
- Li-ion batteri: driftstid op til 120 min med ca. 90 minutters opladningstid
- Opladningsindikator via ladestation
- Vægt: 120 g (inkl. batteri og klinge)
- Inkluderer: klipper, klinge (kulfiberblad – kan ikke spidises), ladestation, monteringskam (justerbar til 4 forskellige skærelængder, 3–6 mm), børste, AESCULAP-olie, instruktioner

902605

Isis / Exacta Klipperblad

- Kulfiberblade (kan ikke slibes om)

902601

EICKEMEYER® Clipper Spray

- Klipperblade kræver rengøring mellem hver patient for at Give den længst mulige arbejdstid
- Dobbelt virkning af desinfektion og smøring

902513