

SEALAPEX (BASE OG KATALYSATOR)

1 - IDENTIFIKATION

Fabrikant: Kerr Corporation
Adresse: 1717 West Collins Avenue
By, stat, postnummer: Orange, CA 92867-5422
Telefon: 1-800-KERR-123
Nødsituation: Chemtrec 1-800-424-9300
Forberedelsesdato: marts 2007

2 - SAMMENSÆTNINGSOPLYSNINGER

Farlige ingredienser

Dette produkt indeholder ingen farlige komponenter som defineret i OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Andre ingredienser

KATALYSATOR

Isobutylsalicylatharpiks, pyrogen silica (siliciumdioxid), vismuttrioxid, titaniumdioxidpigment

GRUNDLAG

N-ethyltoluensolfanamidharpiks, pyrogen silica (siliciumdioxid), zinkoxid, calciumoxid

3 - FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Kogepunkt: N/E
Vægtfylde (H2O = 1): ~1,3 Damptryk
(mm Hg): N/A **Smeltepunkt:** N/A
Dampdensitet (LUF =
1): N/A **Opløselighed i vand:**
Uopløselig Reaktivitet i vand: N/A

Udseende og lugt: Råhvid tyktflydende, lugtfri pasta.

4 - BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE DATA

Flammepunkt (anvendt metode): N/D
Brandfarlige grænser: LEL: N/A UEL: N/A

Slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt kemikalie.

Særlige brandslukningsprocedurer: Ingen

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer: Ingen 5 -

REAKTIVITETSDATA

Stabilitet: Stabil
Forhold, der skal undgås: Ingen kendte
Inkompatibilitet (materiale, der skal undgås): N/A
Farlige nedbrydningsprodukter: N/A
Farlig polymerisation: Vil ikke forekomme

6 - DATA FOR SUNDHEDSFARE

Indgangsveje: Hud:

Kan være irriterende for huden. Gentagen kontakt kan forårsage allergisk dermatitis.

Øjne: Kan virke irriterende for øjnene.

Indånding: Langvarig eksponering kan forårsage døsighed.

Indtagelse: Kontakt læge

Kræftfremkaldende egenskaber - NTP: Ingen IARC-

monografier: Ingen OSHA-reguleret kræftfremkaldende stof: Nej 7 -

FØRSTEHJÆLPSPROCEDURER I NØDET

Hud: Vask med vand og sæbe.

Øjne: Skyl øjnene med vand i mindst 15 minutter.

Indånding: Flyt til frisk luft.

Indtagelse: Kontakt læge.

8 - FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING OG BRUG

Forholdsregler, der skal tages i tilfælde af at materiale frigives eller spildes: Tør op med papirhåndklæder og bortskaf i en passende beholder.

Metode til bortskaffelse af affald: Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, statslige og føderale regler.

Forholdsregler ved håndtering og opbevaring: Opbevares på et køligt, tørt sted. Vask grundigt efter håndtering.

Andre forholdsregler: Brug i henhold til anvisningerne

9 - KONTROLFORANSTALTNINGER

Åndedrætsværn (angiv type): N/A VENTILATION:

Lokal udstødning: N/A

Mekanisk (generelt): Bør være tilstrækkeligt.
Beskyttelseshandsker: Handsker anbefales.

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller

Arbejds-/hygiejnepraksis: Håndteres i overensstemmelse med god personlig hygiejne og sikkerhedspraksis. Disse praksisser omfatter undgåelse unødvendig eksponering.

10 - TRANSPORTINFORMATION

Ikke DOT reguleret.

11 - SÆRLIG INFORMATION

HMIS (Hazardous Material Identification System) Rating:
H1 F0 R0

**[HMIS-indeks: 4 - Alvorlig fare; 3 - Alvorlig fare;
2 - Moderat fare; 1 - Lille fare; 0 - Minimum fare]**

Bemærk: Dette MSDS blev udarbejdet i overensstemmelse med kravene i OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) og må kun bruges til dette produkt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad menes efter vores bedste overbevisning at være nøjagtige.

Tilgængelig fra ORALTEC NZ LTD - Telefon 0508-478-222